

Pappas Ion Magnetic Induction

**papimi plus+ Ganzkörperapplikator**  
für papimi ASKLIPIOS Ionen - Induktions - Therapie (IIT)

**Funktion**

Durch die hohen Spannungen bis 30.000V und Spitzenströme von einigen 1.000A im Ganzkörperapplikator, erreicht man eine Energieabgabe pro Impuls von rund 60 Ws (Joule) mit einer Induktion von 12,5 mT. Das in den Körper eindringende Induktionsfeld erzeugt schwache, elektrische Ströme mit der gleichen Frequenz und Intensität, wie der ursprünglich erzeugte Impuls.

Die im Körper induzierte Spannung beeinflusst den Energiehaushalt der Zellen (Mitochondrien) und bewirkt eine Anhebung des Membranpotentials. Die Wirkung ist prinzipiell athermisch.

Die Eindringtiefe der wirksamen Induktion wird beim Ganzkörperapplikator im Mittel mit rund 20 cm angenommen.

**.) effiziente Vorbereitung für nachfolgende Diagnose- und Therapieanwendungen**

massive Anregung

- .) der Vasomotion**
- .) des Stoffwechsels**
- .) der Entgiftung**
- .) häufig Lösung erster Gewebstarren**

**Merkmale**

- Induktionstiefe: ~ 20 cm
- Farbton: violett/weiß
- Dauerbelastung 120 kg
- hochwertige Kunstlederbezüge
- Länge: 200 cm, Breite: 60 cm, H: 6 cm
- Gewicht: ~ 11 Kg (~ 24 lb)



**papimi plus+ Ganzkörperapplikator Full-body applicator**

Ionen Induktionstherapie körperadäquat aufgeteilt. Gesamt-vorbereitung der Patientin/ des Patienten für effektivere Therapie.

**papimi europe**

MTG Medizinisch-Technische Geräte GmbH  
1160 Vienna | Roemergasse 27 | Austria  
T: +43 (0) 1- 597 91 52  
F: +43 (0) 1- 597 91 523  
M: office@papimi-therapie.eu  
H: www.papimi-therapie.eu